

WULFF - DIGITALES MATRATZENMANAGEMENT-SYSTEM

Optimierung des Beschaffungswesen.
Reduzierung von Verwaltungsaufwand.
Unterstützend in der Hygienesdokumentation.
Einsetzbar bei zentraler sowie dezentraler Bettenaufbereitung

„Wertschöpfung durch Prozessoptimierung“

Seit mehr als 12 Jahren fertigen wir Matratzen und Positionierungshilfen für Kliniken und Pflegeeinrichtungen und eine stetige Weiterentwicklung auch im Service liegt uns am Herzen.

So bietet die WULFF Med Tec GmbH seinen Klinikkunden exklusiv ein digitales Matratzenmanagementsystem. Erfassen Sie Ihre Bestände, halten Sie diese stets im Auge und ziehen Sie den nötigen Nutzen in Hinblick auf Überwachung von Hygienevorschriften, räumlicher Matratzenverteilung und Neubeschaffung aus Ihren Daten.


Mit einem Scannersystem in der Bettenaufbereitung erfassen Sie jede Matratze, die Position im Gebäude und den aktuellen Vorgang. Die Daten werden per GSM oder WLAN zusammengeführt und aufbereitet. Generieren Sie so schnell und unkompliziert alle nötigen Informationen, um ihr Matratzenmanagement auf dem aktuellsten Stand zu halten.

In der Version 1.4 werden grundsätzliche Prozesse unterstützt:

- Automatische Übernahme von Codes nach Kauf
- Freie Administration von Stationen und Bettenzentrale
- Neuverheiratung von Bezügen und Matratzen
- Freie Administration von Prozessen
- Individuelle Einrichtung von Scannern

MANAGEMENT-OBERFLÄCHE

- Auswertung
- Stammdatenverwaltung
- Produktbewegung
- Historie von Produkten
- Neuverheiratungen
- Codesuche



DIGITALES MATRATZENMANAGEMENT

- Serverbereitstellung durch WULFF
- Entwickelt in PHP & MySQL
- Scandatentransfer per GSM oder WLAN

SCANVORGANG IM ALLTAG

- Reinigung
- Thermische Aufbereitung
- Defekt
- ...

