

PRODUKTE UND KOMPETENZ FÜR IHRE WERTSCHÖPFUNG

WULFF PRODUKTE UND KOMPETENZ FÜR PROZESSOPTIMIERUNG



MATRATZEN, POSITIONIERUNGSHILFEN UND SCHUTZBEZÜGE
FÜR WERTSCHÖPFUNG DURCH PROZESSOPTIMIERUNG:
HOHER LIEGE- UND SCHLAFKOMFORT BEI GLEICHZEITIGER DEKUBITUSPROPHYLAXE.



WERTSCHÖPFUNG DURCH PROZESSOPTIMIERUNG ...

... DURCH BERATUNGSKOMPETENZ UND DEN EINSATZ UNSERER PRODUKTE:

EINSATZ VISKOELASTISCHER MATRATZEN

- Beste Druckentlastung und höchster Liegekomfort
 - Expertenstandard Dekubitus – geeignete Hilfsmittel und Materialien
 - Höchste Qualitäten (Raumgewichte)
 - Top Verarbeitung, Hygiene und Brandschutz
 - Garantie und Gutachten
 - Anfertigung passgenau und individuell nach Ihren Anforderungen (Bettentyp)
 - Langlebig und haltbar

+

EINSATZ VON LAGERUNGS- / POSITIONIERUNGSHILFEN

- Wissenschaftlich und praxisnah entwickelt
 - Viele Anwendungsbereiche und breite Produktpalette
 - Top Hygienestandard
 - Einfache Wischdesinfektion
 - Höchste Qualität, langlebig

+

EINSATZ VON WULFF BERATUNGSKOMPETENZ FÜR OPTIMIERUNG


- Schulung und Beratung
 - Prozessbegleitung und -optimierung
 - Umsetzung Expertenstandard, Anwendungsbeispiele Prophylaxe und Risiko
 - Entwicklung und Umsetzung Dekubitusmanagement, Dokumentation etc.
 - Schulung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter
 - Kostensenkung durch geringeren Einsatz von Wechseldrucksystemen

=

WERTSCHÖPFUNG

4 RUNDUMVERSORGUNG UND KOSTENSENKUNG MIT SYSTEM

MATRATZEN – POSITIONIERUNGSHILFEN – FLOCKENKISSEN




- Beste Eigenschaften und Qualität
- Top Ausstattung – Verarbeitung, Hygiene, Brandschutz, Sturzprophylaxe
- Höchste Druckentlastungswerte und bester Liegekomfort
- Garantierte, langlebige Qualität – geprüft mit Gutachten
- Wissenschaftlich und praxisnah entwickelt
- Passgenau für jeden Bettentyp und individuelle Anforderungen
- Dekubitusprophylaxe und -therapie – geeignete Hilfsmittel und Materialien (Expertenstandard)
- Prozessoptimierung in der Krankenhausversorgungskette durch Datamatrix-Code auf jedem WULFF Produkt




WULFF Experten schulen Ihr Personal
Datamatrix Code auf jedem WULFF Produkt

VISKOLASTIC®
LONGLIFE




Setzt Maßstäbe in Haltbarkeit, Druckentlastung und Eigenmobilisation – besonders bei hohen Patientengewichten

VISKOLASTIC®
PREMIUM




Höchster Liegekomfort mit besonderen Eigenschaften

VISKOLASTIC®
PLUS XL


















Sehr gute Druckentlastungswerte, speziell entwickelt für höhere Patientengewichte









VISKOLASTIC®
PLUS




Unser meistverkauftes Modell – mit erstklassigen und sehr ausgewogenen technischen Eigenschaften

Einsatzbereich	Risikobereich/Intensivstation Flächendeckender Einsatz	Wahlleistungsstation	Langliegerstationen Flächendeckender Einsatz	Langliegerstationen Flächendeckender Einsatz
Dekubitusprophylaxe / -therapie	+	+	+	+
Druckentlastung / 140 kg Körpergewicht	 30 %	 27 %	 22 %	 24 %
Druckentlastung / 80 kg Körpergewicht	 40 %	 49 %	 29 %	 37 %
Zulässiges Patientengewicht	 bis 145 kg – bei 14 cm Höhe	 bis 150 kg – bei 16 cm Höhe	 bis 160 kg – bei 14 cm Höhe	 bis 140 kg – bei 14 cm Höhe

Antimikrobielle Ausstattung Liegefläche	 +	–	 +	 +
Raumgewicht in der Liegefläche	85 kg/m ³	85 kg/m ³	85 kg/m ³	85 kg/m ³
Raumgewicht in der Stützschiicht	80 kg/m ³ (besonders dichter Kaltschaum)	55 kg/m ³	55 kg/m ³	55 kg/m ³
Randzone zur Sturzprophylaxe	+	+	+	+
Brandschutz	++ höherer Brandschutz / BS 6807 crib 5	+ DIN EN 597-1 und 597-2	++ höherer Brandschutz / BS 6807 crib 5	++ höherer Brandschutz / BS 6807 crib 5

Material Schutzbezug	PERLASTIC® longlife Silber	PERLASTIC® Silber	PERLASTIC® Silber	PERLASTIC® Silber
Flächengewicht Bezug	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m ²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m ²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m ²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m ²
Verarbeitung Bezug	+ Verschweißte Nähte = Infektionsprophylaxe	Standard Nähte	+ Verschweißte Nähte = Infektionsprophylaxe	+ Verschweißte Nähte = Infektionsprophylaxe
Bakterien- und Virendichtigkeit Fungistatisch gegen Schimmelpilze	  +	  +	  +	  +
Brandschutz	++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5



Bezugsfarbe

Schulterkomfortzone

Bezugsfarbe

Bezugsfarbe

Schulterkomfortzone

Bezugsfarbe

Schulterkomfortzone

VISKOLASTIC®
COMFORT 2



Einstiegsmodell in die Dekubitusprophylaxe mit viskoelastischen Matratzen + hoher Liegekomfort

VISKOLASTIC®
PREMIUM ADIPÖS



Für sehr hohe Patientengewichte bis zu 250 kg mit guten Druckentlastungswerten

PURLASTIC
KALTSCHAUM



Für höheren Liegekomfort als bei einfachem Polyätherschaum + lange Haltbarkeit + hoher Brandschutz

PURLASTIC
KOMFORTKALTSCHAUM



Für höheren Liegekomfort als bei einfachem Polyätherschaum + lange Haltbarkeit

PURLASTIC
KOMFORTMATRATZE



Basismatratze (Polyätherschaum) mit gutem Liegekomfort und attraktivem Preis

Rehasationen Normalstation	Adipöse Patienten	Normalstation	Normalstation	Normalstation	Einsatzbereich
+	+	-	-	-	Dekubitusprophylaxe
17 %	13 % – bei 250 kg Patientengewicht!	--	--	--	Druckentlastung
28 %	36 %				
bis 140 kg – bei 14 cm Höhe	bis 250 kg – bei 20 cm Höhe	bis 130 kg – bei 14 cm Höhe	bis 120 kg – bei 14 cm Höhe	bis 120 kg – bei 14 cm Höhe	Patientengewicht

-	+	+	-	-	Liegefläche antimikrobiell
52 kg/m³	85 kg/m³	55 kg/m³	45 kg/m³	40 kg/m³	Raumgewicht Liegefläche
43 kg/m³	55 kg/m³	--	55 kg/m³	40 kg/m³	Raumgewicht Stützschiicht
+	+	-	-	-	Randzone / Sturzprophylaxe
+ DIN EN 597-1 und 597-2	+ DIN EN 597-1 und 597-2	++ höherer Brandschutz/BS 6807 crib 5	--	--	Brandschutz

PERLASTIC® Silber	PERLASTIC® Silber	PERLASTIC® Silber	PERLASTIC® Silber	PERLASTIC® Silber	Material Schutzbezug
++ sehr hohe Qualität von 230 g/m²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m²	++ sehr hohe Qualität von 230 g/m²	Flächengewicht Bezug
Standard Nähte	Standard Nähte	Standard Nähte	Standard Nähte	Standard Nähte	Verarbeitung Bezug
+	+	+	+	+	Bakterien- und virendicht; fungistatische Ausrüstung
++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5	++ BS 7175 crib 5	Brandschutz



Bezugsfarbe



Bezugsfarbe



Bezugsfarbe



Bezugsfarbe



Bezugsfarbe

WULFF MED TEC

- bietet Ihnen kompetente Beratung und Schulung durch unseren Vertriebsaußen- und -innendienst.
- überzeugt durch exzellente Produkte mit höchster Qualität, Gutachten und Zertifikaten.
- forscht und entwickelt ständig, um Ihnen immer die besten Produkte, die neuesten Entwicklungen und Innovationen bieten zu können.
- fertigt alle Produkte in eigener Produktion und mit qualifizierten Mitarbeitern in Deutschland.
- arbeitet nachhaltig, ökologisch und ökonomisch zum Wohle der Umwelt und der Menschen.

IHRE ANSPRECHPARTNER IM AUSSENDIENST

Wir unterstützen Sie vor Ort bei der Beratung Ihrer Kunden, führen gemeinsam mit Ihnen unverbindliche Situationsanalysen durch und schulen Ihre Mitarbeiter im Umgang mit unseren Produkten.

→ DIRK PETER SCHWARZ

Vertriebsleiter Region Nord

Mobil +49 151 46 10 29 00

E-Mail dirk.schwarz@wulff-med.de

→ MANFRED ESCH

Vertriebsleiter Region Mitte/Süd-West

Mobil +49 173 747 89 33

E-Mail manfred.esch@wulff-med.de

→ MATTHIAS KEHMEIER

Vertriebsleiter Region Mitte/Süd-Ost

Mobil +49 171 125 14 38

E-Mail matthias.kehmeier@wulff-med.de

WULFF 

WULFF MED TEC GmbH | Hennstedter Straße 3 | 25779 Fedderingen | Germany

Telefon +49 4836 99 64 10 | Fax +49 4836 426 | www.wulff-klinikmatratzen.de | info@wulff-med.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und I3485

Umweltmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 14001