

PE-Einweg-Abdeckhauben und Rollenhalter für die zentrale, stationäre bzw. dezentrale Bettenaufbereitung



PE-Einweg-Abdeckhauben für Hordenwagen und Wäschewagen



Der sichere Schutz vor Staub und zur Prävention von Infektionen

Frisch aufbereitete Betten nebst Matratze sind nach einschlägigen Richtlinien für die Bettenhygiene bis zum nächsten Einsatz mit einer Schutzfolie abzudecken. Nur so kann gewährleistet werden, dass ein neu aufgenommenener Patient auch ein sauberes Bett bekommt.

Aus Kostengründen wird in den Bundesdeutschen Kliniken zunehmend von zentraler auf dezentrale Betaufbereitung umgerüstet, wie Sie auf unserer Internetseite auch im Kostenvergleich von Professor Kramer nachlesen können.

Daher haben wir uns primär mit der Prozessoptimierung innerhalb der dezentralen Betaufbereitung beschäftigt. Unsere speziell entwickelten Rollenhalter für die handelsüblichen Reinigungswagen, wie z B Vermop, Hammerlit, PPS-Pfennig etc ermöglichen in Verbindung mit den halb gefalteten PE-Abdeckhauben auf kleiner Rolle **ein Kostengünstiges Abdecken der Betten im Gegensatz zu den immer noch im Markt befindlichen einzeln im Karton verpackten Hauben.**

Unsere Kompetenz

- Wir sind Vollsortimenter im Bereich PE-Einwegabdeckung in der Klinik.
- Wir liefern sämtliche Hauben in verschiedenen Größen für die Erwachsenen-, Kinder- und Säuglingsbetten und Nachttische.
- Wir bieten spezielle Rollenhalter sowohl für die zentrale, stationäre bzw. dezentrale Bettenaufbereitung an. Die Rollenhalter sind so konstruiert, dass sie einen geringen Platz benötigen und durch spezielle sich mitdrehende Polyamid-Scheiben einer elektrostatischen Aufladung der PE-Hauben vorbeugen.

Wulff PE-Abdeckhauben

Für Erwachsenenbetten

Art.-Nr.	Abmessungen Stück je Rolle
PE.AH-3200.950-R200	3200 x 950 mm Rollenbreite 95 cm 200 Stück je Rolle
PE.AH-3300.1200-R200 <i>(Für Erwachsenen-Betten mit größeren Abmaßen)</i>	3300 x 1200 mm Rollenbreite 120 cm 200 Stück je Rolle
PE.AH.MPDE-3200.950-R100 <i>(MPDE-Qualität, einmal gefaltet)</i>	3200 x 950 mm Rollenbreite 49 cm 100 Stück je Rolle



Für Kinder-bzw. Krabbelbetten

Art.-Nr.	Abmessungen Stück je Rolle
PE.AH-2500.1500-R200	2500 x 1500 mm Rollenbreite 150 cm 200 Stück je Rolle
PE.AH-2700.1500-R200 <i>(Für Kinder- und Krabbelbetten von der Firma Oostwoud)</i>	2700 x 1500 Rollenbreite 150 cm 200 Stück je Rolle
PE.AH-3400.1900-R100 <i>(Für Kinderpflegebetten von der Firma Kayserbetten)</i>	3400 x 1900 Rollenbreite 190 cm 100 Stück je Rolle



Für Babybetten

Art.-Nr.	Abmessungen Stück je Rolle
PE.AH-1600.950-R400	1600 x 950 mm Rollenbreite 95 cm 400 Stück je Rolle
PE.AH-1800.950-R400 <i>(Für Babybetten von der Firma Oostwoud)</i>	1800 x 950 mm Rollenbreite 95 cm 400 Stück je Rolle



Für Nachttische

Art.-Nr.	Abmessungen Stück je Rolle
PE.AH-1060.950-R600	1060 x 950 mm Rollenbreite 95 cm 600 Stück je Rolle
PE.AH-1060.950-R50x20 <i>(3-fach gefaltet)</i> 1VE = 20 Rollen im Karton	1060 x 950 mm Rollenbreite 35 cm 50 Stück je Rolle



Hauben für Hordenwagen (Küchenregalwagen), unbedenklich bei Lebensmitteln

Art.-Nr.	Abmessungen <i>Stück je Rolle</i>	Anwendungsbeispiel	Passender Rollenhalter
PE.AH-1350.1800-R200	950 + 2x200 x 1800 mm Rollenbreite 95 cm 200 Stück je Rolle		

Für Wäschewagen


Rollenhalter für die senkrechte Anbringung. (Siehe Seite 7)


Art.-Nr.	Abmessungen <i>Stück je Rolle</i>	Anwendungsbeispiel	Passender Rollenhalter
PE.AH-1700.1800-R125	950 + 2x375 x 1800 mm Rollenbreite 95 cm 125 Stück je Rolle		
Auch für Hordenwagen einsetzbar, siehe oben			


Wulff PE-Rollenhalter für die zentrale und stationäre bzw. dezentrale Aufbereitung


- > durch spezielle sich mitdrehende Polyamidscheiben
- > geringere elektrostatische Aufladung !

PE-Rollenhalter für die stationäre/dezentrale Aufbereitung


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Anwendungsbeispiel
PE.ROH-SENKRECHT-DEZ	<p><u>Senkrecht-Rollenhalter mit Polyamidscheibe</u></p> <p>für die senkrechte Rollen-Anbringung auf dem Wäschewagen für die dezentrale Betaufbereitung</p>	
Einsetzbar für folgende Wulff PE-Hauben	<ul style="list-style-type: none"> > PE.AH.MPDE-3200.950-R100, einmal gefaltete PE-Bettdeckhauben für Erwachsenenbetten auf 48 cm breiter Rolle (ca.4,5 kg, siehe Seite 3) 	

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Anwendungsbeispiel
PE.ROH-SEITE-DEZ	<p><u>Seiten-Rollenhalter mit Polyamidscheibe</u></p> <p>Rechtwinklige Rollenhalterung aus Edelstahl für die seitliche Anbringung am Wäschewagen für die dezentrale Betaufbereitung</p>	
Einsetzbar für folgende Wulff PE-Hauben	<ul style="list-style-type: none"> > PE.AH.MPDE-3200.950-R100, einmal gefaltete PE-Bettdeckhauben für Erwachsenenbetten auf 48 cm breiter Rolle (ca.4,5 kg, siehe Seite 3) 	

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Anwendungsbeispiel
PE.ROH-VERMOP-WAAGERECHT	waagerechter Rollenhalter mit 2 Polyamid-scheiben	
Einsetzbar für folgende Wulff PE-Hauben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PE.AH.MPDE-3200.950-R100, einmal gefaltete PE-Bettdeckhauben für Erwachsenenbetten auf 48 cm breiter Rolle (ca.4,5 kg, siehe Seite 3) 	

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Anwendungsbeispiel
PE.ROH-HAMMERLIT	waagerechter Rollenhalter mit 2 Polyamid-scheiben	
Einsetzbar für folgende Wulff PE-Hauben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PE.AH.MPDE-3200.950-R100, einmal gefaltete PE-Bettdeckhauben für Erwachsenenbetten auf 48 cm breiter Rolle (ca.4,5 kg, siehe Seite 3) 	

PE-Rollenhalter für die zentrale Aufbereitung Platzsparend durch z.B. senkrechte Installation

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Anwendungsbeispiel
PE.ROH-UNIVERSAL-1	sowohl für waagerechte als auch senkrechte Anbringung mit 2 Polyamidscheiben, <u>für sämtliche PE-Rollenbreiten mit 76 mm Durchmesser der Papphülse universell einsetzbar</u>	

Hinweis

Die vor Ihnen liegende Broschüre bietet Ihnen eine Vielzahl an Informationen, die wir mit bestem Wissen und Gewissen zusammengefasst haben und regelmäßig aktualisieren. Trotz aller Sorgfalt können wir jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernehmen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Broschüre oder unser gesamtes Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder ihre Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern von unserer Seite kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Wulff Med Tec GmbH
Hennstedter Straße 3
25779 Fedderingen

Telefon +49 4836 996410
Fax +49 4836 426

eMail info@wulff-med.de
Internet www.wulff-klinikmatratzen.de