

Matratzen

Lagerungs- / Positionierungshilfsmittel Flockenkissen / Patientenkopfkissen



- Beste Eigenschaften und Qualität
- Top Ausstattung – Verarbeitung, Hygiene, Brandschutz, Sturzprophylaxe
- Höchste Druckentlastungswerte und bester Liegekomfort
- Garantierte, langlebige Qualität – geprüft mit Gutachten
- Wissenschaftlich und praxisnah entwickelt
- Passgenau für jeden Bettentyp und individuelle Anforderungen
- Dekubitusprophylaxe und -therapie – geeignete Hilfsmittel und Materialien (Expertenstandard)




Vorbeugen statt behandeln!

VISKOLASTIC® LONGLIFE

Setzt Maßstäbe in Haltbarkeit, Druckentlastung und Eigenmobilisation besonders bei hohen Patientengewichten




Randzonenverstärkung
und Trikotstrumpf



Bezugsfarbe
lila


- Wird bevorzugt in Risikobereichen eingesetzt (z.B. Intensivstation)
- Hoher Liege- und Schlafkomfort mit effizienter Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Viskoelastische Liegefläche aus antimikrobiellem Schaumstoff
- Hoher Brandschutzstandard gemäß BS 6807 Crib 5
- Sturzprophylaxe durch Randzonenverstärkung
- Besonders dichter Kaltschaum im Gesäßbereich zur Unterstützung der Eigenmobilisation und für eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer
- Besonders hochwertiger Bezug mit hoher Infektionsprophylaxe durch geschlossene Liege- und Seitenflächen mit verschweißten Nähten



Durchschnittliche Druckentlastung in % bei Einsatz der VISKOLASTIC® longlife beim jeweiligen Patientengewicht von 80 bis 140 kg im Vergleich zum Standardschaum gemäß DIN 13014; Prüfberichte zu Druckverteilungsmessungen im Vergleich; BerlinCert, Berlin 2013

VISKOLASTIC® PLUS


Unser meistverkauftes Modell – mit erstklassigen und sehr ausgewogenen technischen Eigenschaften



- Erfolgreicher Einsatz bei flächendeckender Ausstattung aller Klinikbetten, da diese Matratze durch ihre Ausgewogenheit jedem Bedarf gerecht wird
- Sehr gute Druckentlastungswerte sowohl bei niedrigen als auch bei höheren Patientengewichten
- Antimikrobiell ausgestattete Schaumstoffe für eine bessere Hygiene
- Hoher Liege- und Schlafkomfort mit effizienter Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Hoher Brandschutzstandard gemäß BS 6807 Crib 5
- Sturzprophylaxe durch Randzonenverstärkung

VISKOLASTIC® PLUS XL

Mit sehr guten Druckentlastungswerten, speziell entwickelt für höhere Patientengewichte



- Bei 14 cm Matratzenhöhe sogar geeignet für Patientengewichte bis 160 kg
- Bessere Eigenmobilisation durch festere Schäume als bei der Viskolastic plus
- Hoher Liege- und Schlafkomfort mit effizienter Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Hoher Brandschutzstandard gemäß BS 6807 Crib 5
- Sturzprophylaxe durch Randzonenverstärkung

VISKOLASTIC® PREMIUM ADIPÖS

Für sehr hohe Patientengewichte bis zu 250 kg und dabei mit guten Druckentlastungswerten



- Hoher Liege- und Schlafkomfort mit effizienter Dekubitusprophylaxe und -therapie gerade bei adipösen Patienten
- Verordnungs-fähig durch eingetragene Hilfsmittelnnummer
- Brandschutzstandard gemäß DIN EN ISO 597-1 und 597-2
- Antimikrobiell ausgestatteter Schaumstoff für eine bessere Hygiene
- Sturzprophylaxe durch Randzonenverstärkung

VISKOLASTIC® COMFORT

Einstiegsmodell in die Dekubitusprophylaxe mit viskoelastischen Matratzen



- Überzeugt durch einen sehr niedrigen Preis und ermöglicht dadurch den Einstieg in die Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Durch hohen Liege- und Schlafkomfort mit guten Druckentlastungswerten auch geeignet für Rehabereiche
- Einsetzbar als Wendematratze mit fester und weicher Liegefläche
- Sturzprophylaxe durch Randzonenverstärkung

PURLASTIC


Komfortkaltschaummatratze Classic



- Für höheren Liege- und Schlafkomfort als bei Standardmatratzen
- Guter Feuchtigkeitstransport und trockenes Schlafklima
- Mit Wendemöglichkeit:
Ober- und Unterseite identisch
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit

PURLASTIC

Komfortmatratze



- Standardmatratze mit hohem Liegekomfort
- Mit Wendemöglichkeit:
Ober- und Unterseite identisch

Fertigung und Ausstattung

Individuelle Abmessungen für alle Bettentypen; zusätzliche Ausstattung des Schutzbezugs, z.B. Farben, Haltegriffe, Verschweißen der Nähte.

Aufbereitung, Ausrüstung und Sicherheit

Umfassende Pflege und Aufbereitung möglich.



Wisch-
desinfektion



nicht mangeln



VDV 75°

bis 75°C



Top Ausrüstung und Sicherheit



flüssigkeitsdicht



bakterien- und
virendicht



schwer-
entflammbar

bietet Ihnen kompetente Beratung und Schulung durch unseren Vertriebsaußen- und -innendienst.

überzeugt durch exzellente Produkte mit höchster Qualität, Gutachten und Zertifikaten.

forscht und entwickelt ständig, um Ihnen immer die besten Produkte, die neuesten Entwicklungen und Innovationen bieten zu können.

fertigt alle Produkte in eigener Produktion und mit qualifizierten Mitarbeitern in Deutschland.

arbeitet nachhaltig, ökologisch und ökonomisch zum Wohle der Umwelt und der Menschen.

Überzeugen Sie sich!

Matratzenschutzbezug

PERLASTIC® LONGLIFE oder SILBER, EVAKUIERUNGSBEZUG

- Setzt Maßstäbe in der Haltbarkeit
- Um ein Vielfaches beständiger gegen Umwelteinflüsse wie Temperatur und Feuchtigkeit
- Zusätzliche Ausstattung des Schutzbezugs, z. B. Farben, Haltegriffe, Verschweißen der Nähte

PERLASTIC® LONGLIFE SILBER



- Bi-elastisch und formbeständig
- Besonders stabil und haltbar
- Flächengewicht 230 g/m²
- Flüssigkeits-, bakterien- und virendicht
- Flüssigkeitsdichte nach ISO 1420 > 200 cm
- Standardmäßig mit verschweißten Nähten
- Atmungsaktiv
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach ASTM 96-66 700 g/m² in 24 Stunden bei 38 °C
- Hoher Brandschutzstandard gemäß BS 7175 Crib 5

EVAKUIERUNGSSCHUTZBEZUG



- Optimale Verbindung von Liegekomfort mit hygienischen Ansprüchen und Evakuierungstuch
- Vollschutzbezug
- Liegeflächen und Seiten entsprechend Leitlinien für Bettenhygiene in Klinik und Pflege aus bewährtem PERLASTIC® Silber; Unterseite aus hochfestem, reibungsarmen Evakuierungstuch
- Sieben Trage- und Zugschlaufen
- Drei Haltegurte zum Fixieren des Patienten
- Geeignet bis 250 kg Patientengewicht
- Hoher Brandschutzstandard gemäß BS 7175 Crib 5

Kissenschutzbezug und Kopfkissen

PERLASTIC® SOFT und VISKOLASTIC® FLOCKENKISSEN

Kissenschutz und Flockenkissen spart Wäschekosten durch Wischdesinfektion.

PERLASTIC® SOFT



- Bi-elastisch und formbeständig
- Flächengewicht 175 g/m²
- Flüssigkeits-, bakterien- und virendicht
- Flüssigkeitsdichte nach ISO 1420 > 200 cm
- Atmungsaktiv
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach ASTM 96-66 700 g/m² in 24 Stunden bei 38 °C
- Antimikrobiell ausgestattet mit Silberionen ohne Nanopartikel
- Latexfrei; Beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel sowie gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

VISKOLASTIC® FLOCKENKISSEN



Das Flockenkissen erhöht deutlich den Liegekomfort und kann zusätzlich zur therapeutischen Positionunterstützung eingesetzt werden.

Druckverteilende Schaumstoffflocken in klassischer Kissenform, zum Beispiel:

- Zur Unterstützung des Knies oder einer Körperhälfte bei 30-Grad-Schräglage und 135-Grad-Seitenlagerung
- Für atemerleichternde VATI-Positionen, Drehdehnlage, Halbmondlage und Kutschersitz

Erfolgreicher Einsatz in vielen Kliniken

Wir bringen Sie hin!

Wertschöpfung durch Prozessoptimierung

**DAS ZIEL:
Wertschöpfung**

Viskoelastische Matratzen

- Beste Druckentlastung und höchster Liegekomfort
- Expertenstandard Dekubitus – geeignete Hilfsmittel und Materialien
- Höchste Qualitäten (Raumgewichte)
- Top Verarbeitung, Hygiene und Brandschutz
- Garantie und Gutachten
- Anfertigung passgenau und individuell nach Ihren Anforderungen und Bettentyp
- Langlebig und haltbar

**DER WEG:
Prozess-
optimierung**

+ Lagerungs- / Positionierungshilfen

- Wissenschaftlich und praxisnah entwickelt
- Viele Anwendungsbereiche und breite Produktpalette
- Top Hygienestandard
- Einfache Wischdesinfektion
- Höchste Qualität, langlebig

+ Optimierung

- Schulung und Beratung
- Prozessbegleitung und -optimierung
- Umsetzung Expertenstandard, Anwendungsbeispiele Prophylaxe und Risiko
- Entwicklung und Umsetzung Dekubitusmanagement, Dokumentation, Matrix, etc.
- Schulung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter
- Kostensenkung durch geringeren Einsatz von Wechseldrucksystemen

**WIR
bringen Sie hin!**

**= Rundumversorgung und
Kostensenkung mit System**