



Bezugsfarbe  
Dunkelgrau

## VISKOLASTIC® SITZKISSEN PFLEGESTUHL

Dekubitusprophylaxe gemäß Expertenstandard in der Pflege

- Dekubitusprophylaxe: für eine gute Druckverteilung beim Sitzen
- Als Sitzhöhung nach Hüft-OP
- Hohe Stabilität im Sitzen, passt auf alle gängigen Stühle
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Zweischichtiger Schaum (3 cm mit Raumgewicht 85 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 3,5 kPa + 5 cm mit Raumgewicht 43 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 4,7 kPa)

### GUTACHTEN

- Flüssigkeits-, Bakterien- und Virendichtigkeit des Schutzbezugs
- Materialverträglichkeit Flächendesinfektionsmittel
- Brandschutz gemäß BS 6807 Crib 5
- Wirksamkeit Silberionen ohne Nanopartikel im Schutzbezug
- Entspricht OEKO-TEX Standard 100

## AUFBAU DES SCHAUMSTOFFKERNS

→ 2-schichtig

Sitzfläche: viskoelastischer Polyurethanschaum Raumgewicht 85 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 3,5 kPa

Stüttschicht: Polyäther-Kaltschaum Raumgewicht 43 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 4,7 kPa

## BEZUG

→ Vollschutzbezug:

Sitzfläche und Seiten dunkelgrauer PERLASTIC® Silber Flächengewicht 230 g/m<sup>2</sup>

Unterseite blauer PERLASTIC® Silber anti slip Flächengewicht 190 g/m<sup>2</sup>

mit Reißverschluss an der hinteren Kante zwischen Unterseite und Seite

→ Bi-elastisch und formbeständig, besonders stabil und haltbar

→ Flüssigkeits-, bakterien- und virendicht Flüssigkeitsdichte nach ISO 1420 > 200 cm

→ Atmungsaktiv Wasserdampfdurchlässigkeit nach ASTM 96-66 550 g/m<sup>2</sup> in 24 Stunden bei 38 °C

→ Wirkt druckentlastend und verringert die Staubemission

→ Antimikrobiell ausgestattet mit Silberionen ohne Nanopartikel

→ Latexfrei

→ Beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel sowie gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

## OPTIONAL

→ Alternative Schaumstoffe und Abmessungen

→ Andere Bezugsstoffe und Farben

## AUFBEREITUNG

→ Umfassende Pflege und Aufbereitung möglich:



Wisch-  
desinfektion



nicht mangeln



bis 75 °C



flüssigkeitsdicht



bakterien- und  
virendicht



schwer-  
entflammbar

## BEISPIELARTIKEL

<b>Abmessungen</b>	<b>40 x 50 x 8 cm</b>
<b>Material</b>	
Viskoelastischer Polyurethanschaum (85/3,5) <sup>1</sup>	+
Polyäther Kaltschaum (43/4,7) <sup>1</sup>	+
<b>Artikel-Nummer</b>	<b>LV.SKP2-40.50.8</b>

<sup>1</sup> Raumgewicht in kg/m<sup>3</sup>/Stauchhärte in kPa

## KENNZEICHNUNG

Wir kennzeichnen nach MPG mit Artikelbezeichnung, Herstellername und -kontaktdaten, Datum der Herstellung, Seriennummer sowie Aufbereitungsempfehlung. Global Trade Item Number, Herstellungsdatum und Seriennummer werden als DataMatrix und in Klarschrift aufgebracht.