



Bezugsfarbe
Dunkelgrau

VISKOLASTIC® SITZKISSEN ADIPOSITAS

Dekubitusprophylaxe gemäß Expertenstandard in der Pflege

- Dekubitusprophylaxe: für eine gute Druckverteilung beim Sitzen
- Als Sitzerrhöhung
- Hohe Stabilität im Sitzen, passt auf alle gängigen Stühle
- Sonderabmessungen auf Anfrage

GUTACHTEN

- Flüssigkeits-, Bakterien- und Virendichtigkeit des Schutzbezugs
- Materialverträglichkeit Flächendesinfektionsmittel
- Brandschutz gemäß BS 6807 Crib 5
- Wirksamkeit Silberionen ohne Nanopartikel im Schutzbezug
- Entspricht OEKO-TEX Standard 100

AUFBAU DES SCHAUMSTOFFKERNS

→ 2-schichtig

Viskoelastischer Polyurethanschaum Raumgewicht 85 kg/m³, Stauchhärte 3,5 kPa
 Polyätherschaum Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte 5,5 kPa

BEZUG

→ Vollschutzbezug:

Sitzfläche und Seiten dunkelgrauer PERLASTIC® Silber Flächengewicht 230 g/m²

Unterseite blauer PERLASTIC® Silber anti slip Flächengewicht 190 g/m²
 mit verdecktem L-Reißverschluss und einem Tragegriff

- Bi-elastisch und formbeständig, besonders stabil und haltbar
- Flüssigkeits-, bakterien- und virendicht Flüssigkeitsdichte nach ISO 1420 > 200 cm
- Atmungsaktiv Wasserdampfdurchlässigkeit nach ASTM 96-66 550 g/m² in 24 Stunden bei 38 °C
- Wirkt druckentlastend und verringert die Staubemission
- Antimikrobiell ausgestattet mit Silberionen ohne Nanopartikel
- Latexfrei
- Beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel sowie gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

OPTIONAL

- Alternative Schaumstoffe und Abmessungen
- Andere Bezugsstoffe und Farben

AUFBEREITUNG

→ Umfassende Pflege und Aufbereitung möglich:



Wisch-
desinfektion



nicht mangeln



bis 75 °C



flüssigkeitsdicht



bakterien- und
virendicht



schwer-
entflammbar

BEISPIELARTIKEL

Abmessungen	40 x 50 x 12 cm
Material	
Viskoelastischer Polyurethanschaum (85/3,5) ¹	+
Polyätherschaum (40/5,5) ¹	+
Artikel-Nummer	LV.SKA2-40.50.12

¹ Raumgewicht in kg/m³ / Stauchhärte in kPa

KENNZEICHNUNG

Wir kennzeichnen nach MPG mit Artikelbezeichnung, Herstellername und -kontaktdaten, Datum der Herstellung, Seriennummer sowie Aufbereitungsempfehlung. Global Trade Item Number, Herstellungsdatum und Seriennummer werden als DataMatrix und in Klarschrift aufgebracht.