


VISKOLASTIC® FLOCKENKISSEN: PFLEGE UND AUFBEREITUNG

1


🕒 REGELMÄSSIG



KISSEN
AUFSCHÜTTELN

2


🕒 REGELMÄSSIG



FLOCKENFÜLLUNG
AUFLOCKERN

3

🕒 BEI PATIENTENWECHSEL



WISCHDESINFEKTION
DES BEZUGS



Wisch-
desinfektion



nicht mangeln



VDV 75°


bis 75 °C



flüssigkeitsdicht



bakterien- und
virendicht



Info im Video

<https://youtu.be/kha-bM594Hc>